


LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Oddělení klinické biochemie

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech



| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------------|---|
| Číslo dokumentu | LP | | | |
| Verze | 4 | | | |
| Exemplář | 3 | | | |
| Platnost od | 1.1.2017 | | | |
| Zpracoval | Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová | | | |
| Kontroloval | Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB | | | |
| Schválil | MUDr. Petr Žižka, ředitel nemocnice | | | |
| Revize | 1 x za 2 roky | | | |
| Rozsah působnosti | všechna oddělení nemocnice včetně ambulancí | | | |
| Rozdělovník: | | | | |
| Umístění: | počet | exemplář č. | datum převzetí | podpis |
| MUDr. Petr Žižka | 1 | 1 | 2.1.2017 |  |
| Mgr. M. Korotvička | 1 | 2 | 2.1.2017 |  |
| www stránky | 1 | 3 | 2.1.2017 | |

ÚVOD

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Připravili jsme pro Vás Laboratorní příručku, která Vám má pomoci orientovat se v laboratorní problematice. Poskytuje informace o nabídce vyšetření v této oblasti, která může nabídnout naše laboratoř i o těch, která jsou smluvně zajištěna jinými pracovišti.

Příručka obsahuje informace o preanalytické i postanalytické fázi vyšetření, základní pravidla pro příjem biologického materiálu a vydávání výsledků. Součástí je kompletní přehled nabízených vyšetření s referenčními hodnotami. Příručka je určena lékařům, sestřám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení. Cílem má být zlepšení vzájemné komunikace mezi uživateli laboratorních služeb a pracovníky laboratoře. Spolehlivost laboratorních vyšetření, rychlost jejich provedení a sdělení výsledků závisí ve značné míře na spolupráci ordinujících lékařů, sester a sanitářů s pracovníky OKB.

Věříme, že zde naleznete potřebné a důležité údaje a že příručka pomůže především našim pacientům.

Při tvorbě příručky bylo postupováno podle normy ISO 15189 a materiálů NASKL.

Laboratorní příručka je k dispozici na intranetu nemocnice a na webových stránkách

www.pldobrany.cz

Mgr. Milan Korotvička, vedoucí OKB

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

OBSAH

| | |
|--|-----------|
| B. Úvod | 2 |
| C. Informace o laboratoři | 4 |
| D. Manuál pro odběry primárních vzorků | 5 |
| 1. základní informace | 5 |
| 2. požadavkové listy | 5 |
| 3. identifikace biologického materiálu | 5 |
| 4. příjem materiálu na urgentní vyšetření | 5 |
| 5. dodatečná vyšetření | 6 |
| 6. používaný odběrový systém | 6 |
| 7. příprava pacienta před odběrem, odběr vzorku | 8 |
| 8. doporučené množství vzorku | 10 |
| 9. nezbytné operace se vzorkem | 10 |
| 10. zásady bezpečnosti práce se vzorkem | 11 |
| E. Preanalytické procesy v laboratoři | 12 |
| 1. příjem žádanek a vzorků | 12 |
| 2. kritéria pro odmítnutí kolizních vzorků laboratoři | 12 |
| 3. postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo pacienta | 12 |
| 4. vyšetření jinými laboratořemi | 12 |
| 5. skladování biologického materiálu v laboratoři | 12 |
| F. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří | 13 |
| 1. způsob vydávání výsledků | 13 |
| 2. dostupnost výsledků | 14 |
| 3. hlášení zvláště patologických výsledků | 15 |
| 4. seznam hodnot a metod v kritických intervalech | 15 |
| 5. změny výsledků a nálezů | 16 |
| 6. způsob řešení stížností | 16 |
| 7. konzultační činnost | 16 |
| 8. vydávání odběrového materiálu a požadavkových listů | 16 |
| G. Abecední seznam laboratorních vyšetření | 17 |
| H. Vzor požadavkového listu | 35 |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

C. Informace o laboratoři:

| |
|---|
| Identifikace laboratoře a důležité údaje: |
| Název laboratoře: Oddělení klinické biochemie |
| Adresa: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany |
| Umístění laboratoře : 1. poschodí pavilonu 26 |
| Vedoucí laboratoře a odborný garant analytik: Mgr. Milan Korotvička |
| Klinický biochemik – lékař: MUDr. Veronika Šoupová |
| Vedoucí laborantka: Drahomíra Duháčková |
| Telefonní linky: |
| laboratoř: 377 813 204 vedoucí laboratoře: 377 813 203 |
| e-mail: okb@pld.cz |

www.pldobrany.cz

Provozní doba: 6,00 – 14,30 hod

Příjem materiálu :

rutina 6,45 – 8,00 hod, statim 6,45 - 13,30 hod., ostatní po domluvě

Zaměření laboratoře:

Zajišťuje základní spektrum biochemických a hematologických vyšetření, dále toxikologická vyšetření a hladiny léků a hormonů. Zpracovává biologický materiál od pacientů hospitalizovaných na odděleních v rámci nemocnice a od pacientů z ambulancí.

Úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je sledována externí kontrolou kvality v cyklech SEKK a vnitřní kontrolou kvality.

OSTATNÍ BIOCHEMICKÁ, HEMATOLOGICKÁ A IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ
zajišťuje FN Plzeň

KREVNÍ SKUPINY

stanovuje Transfúzní stanice

MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

provádí Zdravotní ústav v Plzni

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

D. Manuál pro odběry primárních vzorků:

D.1. Základní informace

Základní informace o jednotlivých testech jsou uvedeny v oddíle G. – Abecední seznam laboratorních vyšetření.

D.2. Žádanky o vyšetření

U materiálů dodávaných z oddělení PNvD je preferovaným způsobem elektronická žádanka. Od ambulancí a externích žadatelů jsou přijímány vzorky s požadavkovým listem (žádankou) na formuláři OKB (formát A5).

Vzor požadavkového list viz oddíl H laboratorní příručky nebo webové stránky.

Požadavkové listy musí povinně obsahovat tyto údaje:

- jméno a příjmení pacienta
- číslo pojištěnce (rodné číslo), u cizích státních příslušníků číslo pojistky
- kód zdravotní pojišťovny
- pohlaví a datum narození pacienta (pokud nejsou zřejmé z předchozích údajů)
- identifikace ordinujícího lékaře – razítko oddělené, jmenovka a podpis lékaře
- datum a čas odběru, podpis odebírajícího
- základní, event. další diagnózy (kódem MKN-10)
- u urgentních vyšetření označení „STATIM“
- střádané moče údaj o diuréze za časové období, u kreatininové clearance výška a váha pacienta

D 3. Identifikace biologického materiálu

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo) a datum. Při sledování analytu v čase je nutné označit časovou posloupnost (římským číslem apod.). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu. Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

D 4. Příjem materiálu na urgentní vyšetření

Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá od 6.00 do 13.30 hodin, po předchozí domluvě do 14.00 hod. Statimové požadavky mají přednost před rutinními a žadatel (oddělení) je na dostupnost výsledků upozorněn telefonicky. Žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace pacienta, datum a čas odběru, identifikaci lékaře, čitelně vyznačené požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být zřetelně označeny slovem STATIM.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

D 5. Dodatečná vyšetření

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

- Dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list musí být vždy po telefonickém doobjednání urychleně doručen do laboratoře.
- Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale výsledky budou vydány až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře.
- Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny analyty se stabilitou kratší než 24 hodin. Je rozlišena **stabilita v plné krvi před doručením do laboratoře** za předpokladu transportu při pokojové teplotě, a **stabilita po separaci** (s výjimkou KO) v laboratoři při teplotě 2–8 °C.

| Analyt | Stabilita v plné krvi (15 – 25 °C) | Stabilita po separaci (2 – 8 °C) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| D Dimery | 4 hodiny | 24 hodin |
| PT (Quickův čas) | 6 hodin | 24 hodin |
| APTT | 4 hodiny* | ----- |
| Glukóza (srážlivá krev) | 1 hodina | 5 dní |
| Glukóza (s inhibítorem, šedá zátka) | 24 hodin | 5 dní |
| Draslík | 3 hodiny | 8 hodin |
| TSH | 4 hodiny | 3 dny |
| Krevní obraz | 5 hodin | ----- |
| Močový sediment | 2 hodiny | ----- |

*u krve s přídatkem heparinu je stabilita pro APTT zkrácena na 1 hodinu.

Ostatní analyty v této tabulce neuvezené lze doobjednat do 5 dnů od odběru.

Po uplynutí časového intervalu uvedeného v tabulce laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku.

D.6. Odběrový systém

Vacutest KIMA je uzavřený vakuový systém, který umožňuje kvalitní a bezpečný odběr. Uvedené pořadí je zároveň pořadím, které je nutné dodržet při odběru do více typů zkumavek.

1. Zkumavka s okrovým víčkem s gelem – plastová (3,5 ml)

- srážlivá žilní krev, po centrifugaci gel separuje krevní elementy od séra
- pro biochemická vyšetření – ionty, bílkoviny, enzymy, substráty, hormony, léky



| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

2. Zkumavka s modrým víčkem s obsahem citrátu sodného (2 ml)



- nesrážlivá žilní krev
- pro koagulační vyšetření – PT, aPTT, D-dimery

3. Zkumavka se zeleným víčkem s obsahem heparinu (4 ml)



- nesrážlivá žilní krev
- pro stanovení troponinu (ve FN Plzeň)

4. Zkumavka s fialovým víčkem s obsahem K₂EDTA (2 ml)



- nesrážlivá žilní krev
- pro hematologická vyšetření – krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, HbA1c
- přeposílaná vyšetření: určení krevních skupin, genetica (trombofilní mutace)

5. Zkumavka s šedým víčkem s obsahem KF a Na₂EDTA (2 ml)



- nesrážlivá žilní krev
- pro vyšetření glukózy z žilní krve, oGTT

6. Mikrozkumavka s obsahem fluoridu sodného a EDTA (0,3 ml)



- nesrážlivá kapilární krev
- pro stanovení glukózy

7. Zkumavka se žlutým víčkem na moč (event. punktát) – plastová 10 ml



- pro chemické vyšetření moče a močového sedimentu
- toxikologické vyšetření – nutná zkumavka navíc, nelze z jedné společně se sedimentem
- lze použít pro odběr punktátu

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

8. Souprava na odběr stolice na vyšetření okultního krvácení:



Dále pak vydává OKB na požádání následující odběrový materiál určený pro smluvní laboratoře v Plzni: sterilní pro moč na kultivaci, zkumavky na parazity, skleněné na odběr na hemokultury, výtěrky.

D.7. Příprava pacienta před odběrem, odběr vzorku

Příprava pacienta

Záleží především na spektru laboratorních vyšetření, která budou analyzována. Standardní odběr se provádí většinou v ranních hodinách, nalačno, obsah některých látek v krvi během dne kolísá. Pacient má odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla, event. po domluvě s lékařem i léky 1 – 3 dny před odběrem, 10 hodin před odběrem, tělesný klid. Ráno je možné pít neslazené tekutiny, nejíst, nepít černou kávu, nekouřit, bez větší fyzické námahy.

K odběrům krve se používají povrchové žíly horních končetin. Nejčastěji venepunkci provádíme v oblasti předloktí, protože je tam snadný přístup a lze zde provádět odběr i opakovaně. Pro odběr upřednostňujeme střední kubitální žílu, protože je nejstabilnější, nachází se blízko povrchu a pokožka je nad ní nejméně citlivá. Při provádění venepunkce je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. Krev je vhodné odebírat vleže nebo vsedě, pacient má být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu. Pokud se jedná o ležícího pacienta, je vhodné končetinu podložit polštářem. Dovolí-li to stav pacienta, natáhneme ruku vpřed, aby žíly vystoupily blíže k povrchu. Je vhodné vyznačit na žádanku polohu pacienta při odběru, protože tělesná poloha značně ovlivňuje hodnoty vysokomolekulárních látek, jako jsou bílkoviny, lipidy, enzymy. Naopak u vyšetřovaných vstoje vede fyzická námaha ke změnám koncentrace látek podílejících se na energetickém metabolismu (glukóza, triacylglyceroly, laktát), dochází k zahuštění makromolekulárních látek, zvyšuje se aktivita CK, AST a kreatininu a naopak snižuje hladina tyroxinu. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku („klobouček“), palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky v pořadí uvedeném v kapitole D6. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, odstraníme turniket. U zkumavek s aditivy se musí zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky. Vakuum ve zkumavce zajistí přiměřené naplnění zkumavky a správný poměr krve a protisrážlivého činidla nebo inhibitoru glykolýzy. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat několikanásobným šetrným otočením mezi prsty. Pokud odběr provádíme z centrální kanyly, kde je napojena infuze, je nutné ji odpojit nejméně na 5 – 10 minut, aby se tekutina rozptýlila v krevním oběhu. Po odběru musí být neprodleně přísun tekutin obnoven.

Pracovní postup při žilním odběru krve:

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

- Příprava materiálu a příslušné dokumentace zejména s ohledem na prevenci záměny vzorků
- Kontrola identifikace pacienta dostupným způsobem
- Označení zkumavek štítkem s kompletní identifikací (R. Č. + jméno a příjmení)
- Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem
- Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr
- Seznámení pacienta s postupem odběru
- Zajištění vhodné polohy paže
- Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem kontrola jehly (neporušený obal – sterilita)
- Dezinfikujeme místo vpichu doporučeným prostředkem a kůži necháme oschnout
- Uvážeme škrtdlo. **Pacienta necháme pumpovat se zataženým škrtdlem co nejméně**, nevhodné je rovněž sevření pěsti, které vedou ke zvýšení koncentrace draslíku a CK v odebrané krvi.
- Provedeme venepunkci a škrtdlo co nejdříve uvolníme, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev.
- Ukončíme venepunkci – po vyjmutí jehly ze žíly přiložíme tampon, který si pacient přitlačí, aby se zabránilo vzniku hematomu. Místo je poté vhodné zkontrolovat a zakrýt náplastí.
- V případě nevolnosti pacienta uložíme do vodorovné polohy, zvedneme dolní končetiny nad úroveň těla, zajistíme přístup čerstvého vzduchu, pacienta sledujeme. V případě potřeby zavoláme lékaře.
- Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zlikvidovat jehly umístěním do kontejneru k tomu určenému. Při všech operacích s jehlami je nutné vyloučit poranění.

Poznámky k jednotlivým typům odběrů:

➤ **Odběr krve na hemokoagulační vyšetření:**

První 2 ml krve po venepunkci nepoužívat na koagulační vyšetření – nejlépe pokud předchází odběr nesrážlivé krve.

➤ **Odběr krve na krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů, glykovaný hemoglobin**

Ihned po odběru vzorek šetrně promíchat převrácením mezi prsty, netřepat.

➤ **Odběr kapilární krve pro stanovení glukosy**

Odebírá se do mikrozkušavky s fluoridem sodným. Pacient se píchne do bříška prstu a krev se nabere do kapiláry (vyjmuté z pouzdra). Poté co krev z kapiláry vyteče do zkumavky až po rysku, víčko s kapilárou se zahodí. Pak se uzavře zkumavka druhým víčkem.

➤ **Odběr ranního vzorku moče:**

Odebere se střední proud první ranní moče. Předem omýt zevní genitál, aby se zabránilo kontaminaci, moč k vyšetření se odesílá čerstvá.

➤ **Sběr moče:**

Sběr moče pro bilanční sledování (ionty, urea, kreatinin, clearance kreatininu atd.) klade zvýšené nároky na přesný sběr moče. Chybný sběr moče značně zkresluje hodnotu výsledku. Sbíranou moč je vždy nutné sbírat do čisté sběrné nádoby. U tohoto vyšetření je nutné poučit pacienta, jak bude sběr probíhat. V hodinu začátku sběru (zpravidla ráno) se pacient vymočí

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

mimo sběrnou nádobu. Potom po celou dobu (tj. 24 hodin) močí do sběrné nádoby (včetně ranní moči na konci sběrného období, tj. druhý den). Pokud doba sběru z nějakého důvodu byla zkrácena, je to akceptovatelné pokud se tato doba uvede na žádanku, zamlčení této skutečnosti zcela znehodnotí výsledek, zejména u clearance kreatininu. Je důležité připomenout nutnost vymočení do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo nekontrolovatelné ztrátě moče mimo sběrnou nádobu. Celý objem moče se změří (je vhodné použít sběrnou nádobu s ryskami). Nádobu skladovat v lednici při 2 – 8°C, označit jménem a rodným číslem pacienta. Veškerá nasbíraná moč se důkladně promíchá a odlije se cca 10 ml moče do zkumavky a uzavře. Označený vzorek s řádně vyplněnou žádankou včetně objemu diurézy se doručí do laboratoře. Není vhodný sběr moči u žen při menstruaci ani těsně před a po ní.

➤ **Stolice na okultní krvácení:**

Pro specifické stanovení lidského hemoglobinu ve stolici (Surescreen FOB) není třeba žádná dieta, ale nutno vysadit alkohol a acylpyrin. Ke každé odběrové nádobce se přikládá podrobný návod na odběr stolice. Dříve používané nespecifické testy („psaníčka“) se již neprovádí. V každém případě je nutné vyloučit krvácení z nosu a z hemoroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menses, po extrakci zubu z dásní, pacient nesmí mít ani krev v moči.

D.8. Doporučené množství vzorku

základní biochemická vyšetření: 4 – 8 ml srážlivé krve

speciální biochemická vyšetření: (hormony, nádorové markery...) – 1 ml srážlivé krve
na každé 2 – 3 analyty

krvný obraz: nesrážlivá krev po rysku zkumavky (K₃EDTA)

koagulační vyšetření: nesrážlivá krev po rysku zkumavky (citrát)

moč chemicky a močový sediment: 10 ml, u malých dětí stačí 5 ml ranní moče

moč na drogový screening: 10 ml zkumavka

střádaná moč: 10 ml promíchané moče

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při odběru je nutné dodržet pokyny výrobce o množství vzorku – na zkumavce je ryska, po kterou má být naplněna. Na **vyšetření drog** z moči a vyšetření sedimentu u jednoho pacienta je nutné dodat 2 oddělené vzorky s 10 ml moči, **nelze provést z 1 zkumavky spolu s močovým sedimentem** – zpracováním moči pro účely mikroskopování močového sedimentu je vzorek pro další použití znehodnocen.

D.9. Nezbytné operace se vzorkem, transport, stabilita

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta jsou odběrové zkumavky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaného vyšetření. Doprava materiálu má být **šetrná, rychlá a při teplotě 15 – 25 °C**. Po odběru nejčastěji srážlivé krve je vhodné, aby se srazil v místě odběru ve vertikální poloze / 10-15 minut / – zabrání se možné hemolýze vzorku. **Krev je zapotřebí přepravovat v uzavřených odběrových zkumavkách a při transportu ji chráníme před externí teplotou a světlem** (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

klesá koncentrace glukózy, mráz způsobuje hemolýzu, vystavení přímému světlu vede k odbourávání bilirubinu apod).

Transport musí být dostatečně rychlý, do 2 hodin by mělo být odděleno sérum od krvinek. **Dlouhý kontakt elementů se sérem působí změny v koncentracích celé řady analytů, enzymů, iontů.**

Pokud nelze krev transportovat do laboratoře ihned, umístíme ji v lednici. Výjimku tvoří vyšetření draslíku, PT, APTT, které je nutno uchovávat při pokojové teplotě.

Osoba, která do laboratoře přichází s biologickým materiálem, má povinnost jej předat v přepravním boxu spolu s průvodkami a vyčkat, dokud pracovník příjmu nezkontroluje a neodsouhlasí správnost a úplnost dodaných materiálů a žádanek.

D.10. Zásady bezpečnosti práce se vzorky

Všichni zaměstnanci oddělení klinické biochemie jsou seznámeni a dodržují provozní řád laboratoře, kde jsou popsány základní požadavky na hygienicko-protiepidemiologický režim a postupy při vyšetřování a dalších činnostech tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření laboratorních nákaz. Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

- Během celého pobytu v laboratoři musíme používat ochranný pracovní oděv a při práci s biologickým materiálem používáme rukavice, popřípadě další ochranné pomůcky.
- Centrifugace biologického materiálu se provádí v centrifugách, které jsou opatřeny odsávacím zařízením. Po oddělení séra, plazmy na vyčleněných stolech se v případě potřeby připraví alikvóty. Po provedení analýzy se vzorky zašpuntují a jsou uskladněny v lednici po dobu 5 dnů pro případ opakování některých vyšetření nebo dodatečných požadavků. Po výše uvedené době se primární vzorky likvidují dle předpisu na likvidaci biologického materiálu.
- Při zpracování vycházíme z předpokladu, že veškerý materiál je infekční.
- Zkumavky otevíráme opatrně, aby nedošlo k vystříknutí materiálu na zátce.
- Pipetujeme tak, aby nemohl vzniknout infekční aerosol.
- Při rozbití zkumavky v centrifuze pracujeme obzvláště opatrně.
- Veškeré pracovní jednorázové pomůcky odhazujeme po použití do označených odpadových nádobek na každém pracovním stole, nenecháváme je volně ležet na stole, nádoby dle potřeby vyprazdňujeme do odpadu - viz předpis na likvidaci odpadů.
- Nepřijímáme materiál dodaný v potřísněných zkumavkách, rozbitých, event. prasklých.
- Vzorky s již diagnostikovaným infekčním onemocněním nebo vzorky od pacientů s podezřením na infekční virové onemocnění či multirezistentní nosokomiální nákazu musí být viditelně označeny, stejně musí být viditelně označena i žádanka.
- Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozliti, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení.
- Nepřijímáme znečištěné žádanky biologickým materiálem.
- Dodržujeme desinfekční režim: mytí a hygienická desinfekce rukou
desinfekce pokožky před vpichem
desinfekce povrchů

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

mytí a desinfekce přístrojů, nástrojů, povrchů apod.
manipulace s prádlem

Vše je podrobně popsáno v provozním řádu laboratoře.

E. Preanalytické procesy v laboratoři

E. 1. Příjem žádanek a biologického materiálu

OKB přijímá biologický materiál od 6.45 do 8,00 hod, statim pak do 13.30, po předchozí telefonické domluvě možno do 14.00 hodin. Každý biologický materiál dodaný do laboratoře musí být doplněn správně vyplněnou žádankou (vzor požadavkového listu viz oddíl H, požadované údaje viz oddíl D.2) v případě ambulancí nebo vytištěnou v případě lůžkových oddělení průvodkou, kterou je možné spárovat s elektronickou žádankou. Manuál pro odběry primárních vzorků viz oddíl D.7. Nádobky s biologickým materiálem dodané do laboratoře musí být řádně označené a nepoškozené. Žadanky ani vnější strany zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem. Laborantka zkontroluje žádanku a biologický materiál a přidělí jim pořadové číslo. Pokud zjistí závažné nedostatky, materiál i žádanku vrátí. Materiál pak rozdělí podle druhu odběru a požadavek zapíše do LISu.

E. 2. Kriteria pro odmítnutí kolizních vzorků laboratoří

- žádanka s neúplnými nebo nečitelnými základními údaji (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, razítko ordinujícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza)
- žádanka muže od lékaře s odborností gynekologie
- žádanka dospělého pacienta od lékaře s pediatrikou odborností
- žádanka dítěte do 10 let od lékaře s jinou než pediatrikou odborností
- žádanka nebo odběrová nádoba znečištěná biologickým materiálem
- neoznačená odběrová nádoba s biologickým materiálem
- biologický materiál bez žádanky
- biologický materiál, u kterého zjevně došlo k porušení preanalytické fáze

Evidence odmítnutých vzorků se provádí v Knize odmítnutých vzorků.

E. 3. Postup při nesprávné identifikaci vzorku nebo pacienta

Při nesprávné identifikaci biologického materiálu se požadovaná vyšetření neprovedou. Odesílající oddělení obdrží i informaci o odmítnutí biologického materiálu. Při nesprávné identifikaci na žadance se biologický materiál v laboratoři připraví ke zpracování a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření. Odesílající oddělení bude informováno telefonicky a po zaslání opravených údajů na požadavkovém listu se provede analýza.

E. 4. Vyšetření jinými laboratořemi

Materiál pro vyšetření, která OKB neprovádí, je shromažďován na OKB a ke zpracování zasílán do odpovídajícího zařízení. V těchto případech slouží místnost pro příjem vzorků na OKB zároveň jako sběrné místo pro:

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

- **FN Plzeň**

- Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň - Lochotín
- Oddělení nukleární medicíny – úsek imunodiagnostiky FN Plzeň - Bory
- Ústav klinické imunologie a alergologie FN Plzeň - Lochotín
- Transfuzní stanice FN Plzeň
- Ústav soudního lékařství a toxikologie
- Ústav lékařské genetiky

Odběrové nádoby pro laboratoře FN Plzeň:

Molekulárně-biologické metody (PCR metody)

- k vyšetření lidského genomu (např. trombofilní mutace) - K3EDTA (fialové víčko)
- u extrahumánního genomu (HCV, HBV, Borrelie, Chlamydie apod.) lze použít K3EDTA i srážlivou krev

Troponin T: Li-heparin (zelená s gelem)

Metotrexát, levetiracetam: srážlivá krev bez gelu !!!

Hematologická vyšetření (K3EDTA)

Speciální koagulační vyšetření (citrát, modré víčko)

- **Zdravotní ústav v Plzni – Mikrobiologická laboratoř**

Aktuální informace o těchto vyšetřeních a jejich preanalytice jsou k dispozici na požadavkových listech a na webových stránkách těchto zařízení, pro telefonické dotazy jsou na požadavkových listech uvedena příslušná telefonní čísla. Základní požadavkové listy jsou k dispozici v MTZ, kompletně pak k vytisknutí na intranetu PNvD. Veškeré příslušné smlouvy jsou uloženy na ředitelství Psychiatrické nemocnice. Další informace včetně laboratorních příruček jednotlivých pracovišť a požadavkové listy k vytištění je možno nalézt na webových stránkách těchto pracovišť následujícím postupem:

www.fnplzen.cz



- Ústav klinické biochemie a hematologie
- Oddělení nukleární medicíny
- Ústav imunologie a alergologie
- Ústav lékařské genetiky
- Transfuzní oddělení
- Ústav soudního lékařství a toxikologie

www.zuplzen.cz – zdravotnické služby

Mikrobiologická vyšetření zajišťuje Zdravotní ústav Plzeň, který si zajišťuje i svoz materiálu a dodání výsledků, nádobek i požadavkových listů – k dispozici na OKB. Veškerý materiál přeposílaný ke zpracování do smluvních laboratoří je na OKB zaevidován (jméno pacienta, datum, druh vyšetřovaného materiálu, požadovaná vyšetření a zdravotnické zařízení, do kterého je materiál odeslán). Výsledky jsou k dispozici na OKB, odkud jsou distribuovány na příslušná ordinující oddělení v písemné podobě (pokud nebyly zaslány poštou). Do doby transportu je materiál řádně uskladněn dle typu materiálu a preanalytických požadavků jednotlivých analýz.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

F. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

F.1. Způsob vydávání výsledků

Výsledky laboratorních vyšetření jsou po kompletizaci a kontrole oprávněným VŠ pracovníkem uvolněny a odeslány na zdravotnická pracoviště v elektronické podobě na server, odkud jsou importovány přímo do NIS. Pro ambulance jsou vydávány v tištěné podobě. Výsledky, které se nacházejí mimo stanovené kritické meze a na které je třeba akutně lékařsky reagovat, jsou hlášeny telefonicky ihned po vyhotovení (viz F3 Hlášení patologických výsledků). Pacientům se výsledky telefonicky nesdělují. Je možno vydat ambulantním pacientům nebo jejich rodinným příslušníkům výsledek v uzavřené obálce, pokud je na požadavkovém listu uveden požadavek na osobní převzetí pacientem.

Výsledkový list obsahuje:

- identifikaci laboratoře
- jednoznačnou identifikaci pacienta – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (nebo číslo pojištěnce)
- identifikaci žadatele (oddělení, ordinující lékař)
- datum a čas přijetí vzorku do laboratoře
- datum a čas vydání výsledkového listu
- druh primárního vzorku – je patrný z názvu vyšetření (S-sérum, U-moč, P-plazma, B-plná krev, PU-punktát)
- název vyšetření
- jednotky výsledku (v jednotkách SI a dle doporučení odborných společností)
- biologická referenční rozmezí (jsou-li stanoveny)
- komentář, poznámky k odběru, interferencím a kvalitě vyšetřovaného materiálu a j.
- identifikaci osoby, která autorizovala výsledky

Všechny výsledky jsou v OKB archivovány v elektronické formě v LISu na přidělené úložiště na serveru nemocnice. Při poruše exportu výsledků OKB výsledky vydá v tištěné formě, výsledky statim sdělí telefonicky.

F.2. Dostupnost výsledků

➤ Výsledky rutinních vyšetření:

- materiál dodaný do 8.00 hod. – výsledky jsou do 14.00 hod. (výsledky kapilární glukosy a PT do 9.30 hod)
- materiál dodaný mezi 8 - 13.30 hod. – výsledky jsou do 14.00 hod.
- materiál dodaný po 13.30 bez předchozí telefonické domluvy bude zpracován příští den
- u vyšetření, která OKB neprovádí každý den, budou výsledky vydávány po jejich dokončení – frekvence provádění těchto vyšetření závisí na jejich četnosti

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

➤ **Výsledky statimových vyšetření:**

Definice statim (akutní vyšetření): ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky. Jako statim se provádějí tato vyšetření:

- S,P-glukosa, S-Na, S-K, S-Cl, S-Ca, S-ALT, S-AMS, S-ALP, S-GMT, S-AST, S-bilirubin, S-urea, S-kreatinin, S-albumin, S-CB, S-CRP
- B-krevní obraz
- P-PT, P-APTT, D-dimer

Dostupnost výsledků analýz ordinovaných statim je obvykle do 60 minut od převzetí laboratoří, max. do 120 minut. Laboratoř telefonicky uvědomí oddělení o vyhotovení výsledků a neprodleně provede jejich export do NISu.

OKB respektuje doporučení ČSKB **Časová dostupnost výsledků vybraných laboratorních vyšetření**. V tomto doporučení se dostupností míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledků (tedy Laboratory Turnaround Time – TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80% dodaných vzorků. Zbývajících 20% je vyhrazeno pro následující situace:

- porucha měřicího systému
- větší množství statimových požadavků najednou
- nutnost opakování či ředění vzorku
- probíhá jiná analýza a podobně

V případě poruchy přístrojů apod. budou vydány všechny dostupné výsledky, ostatní ihned po odstranění závady.

F.3. Hlášení zvláště patologických výsledků (hodnoty v kritických intervalech)

Výrazně patologické výsledky, které mohou být spojeny s ohrožením základních funkcí nebo nutností okamžitého lékařského zákroku, se sdělují požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění.

Výsledky jsou na ordinující pracoviště hlášeny bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Hlášení se zaznamenává do záznamového sešitu Kritické výsledky a jako komentář výsledkového listu do LIS – záznam obsahuje informaci o tom, kdo, kdy, komu a jaký patologický výsledek hlásil.

Veškeré výsledky hlášené telefonicky jsou současně odeslány do NIS ISpP HIPPO. Pacientům se výsledky telefonicky nesdělují.

Při překročení níže uvedených kritických mezí budou tyto hodnoty automaticky hlášeny a to v případech prvního záchytu.

U vyšetření označených hvězdičkou se překročení kritických hodnot nehlásí v případě, že překročení je u pacienta opakované v průběhu poslední hospitalizace nebo během posledních 6-ti měsíců.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

F.4. Seznam hodnot v kritických intervalech

BIOCHEMIE

| | pod | nad |
|--------------------|--------------|--------------|
| urea | | 20 mmol/l * |
| kreatinin | | 300 umol/l * |
| Na+ | 125 mmol/l | 155 mmol/l |
| K+ | 3,0 mmol/l | 6 mmol/l |
| Ca | 1,8 mmol/l * | 3,2 mmol/l * |
| Li+ | | 1,2 mmol/l |
| glukosa | 2 mmol/l * | 20 mmol/l |
| ALT, AST, AMS | | 10 ukat/l |
| CRP děti do 10 let | | 100 mg/l |
| CRP dospělí | | 200 mg/l |
| karbamazepin | | 60 umol/l |
| valproát | | 1000 umol/l |

HEMATOLOGIE

| | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| leukocyty | 2 x 10 ⁹ /l * | 20 x 10 ⁹ /l * |
| hemoglobin | 80 g/l * | |
| trombocyty | 50 x 10 ⁹ /l | 800 x 10 ⁹ /l |
| PT (Quickův test) | | 6 INR |
| D-dimer | | 4 mg/l |

F.5. Změny výsledků a nálezů

- Oprava identifikační části – rozumí se oprava identifikačních údajů pacienta (rodné číslo, příjmení u vdaných žen, pojišťovna atd.), provede se oprava v LIS podle nového požadavkového listu.
- Chyba byla zjištěna při kontrole výsledků před jejich vydáním, **výsledek nebyl uvolněn z laboratoře**: nutno výsledek analýzy vymazat v LIS, zopakovat analýzu. Potom celé znovu zkontrolovat zaměstnancem odpovědným za vydávání výsledků a poté uvolnit k vydání. Primární hodnota vyšetření je dohledatelná v paměti analyzátoru.
- Chyba byla zjištěna až **po vydání výsledku z laboratoře** (buď zaměstnanci laboratoře nebo ordinujícím nebo ošetřujícím lékařem): analýzu nutno zopakovat (s ohledem na stabilitu analytů) a opravit chybný výsledek v LIS a v NIS, do komentáře popsat a zřetelně označit původní chybný výsledek. O chybě musí být neprodleně informován lékař daného oddělení. V pracovní době toto vyřizuje oprávněný VŠ pracovník, během jeho nepřítomnosti vedoucí laborantka. Chybné výsledky je nutno opravit ihned po zjištění chyby. Změny jsou evidovány v Knize neshod.

F.6. Způsob řešení stížnosti

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

- Drobné připomínky k práci laboratoře přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoliv pracovník laboratoře. Toto se nikam nezaznamenává.
- Ústní stížnost na služby OKB je oprávněn přijímat kterýkoliv pracovník laboratoře, který stížnost zaeviduje do knihy stížností a předá ji k vyřízení oprávněnému vedoucímu pracovníkovi. Ten řešení zaznamená do knihy stížností.
- Písemné podání stížnosti a připomínek:
Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, je zavedena kniha stížností. Odpověď se provádí písemně. Není-li možno vyřešit stížnost okamžitě, navrhně se způsob řešení a zapíše se také do knihy stížností.

F.7. Konzultační činnost

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky OKB na lince 203 nebo 204.

F.8. Vydávání odběrového materiálu a požadavkových listů

OKB vydává:

- nádobky pro vyšetření okultního krvácení
- skleněné nádobky pro odběr na hemokulturu
- zkumavky s inhibítorem glykolýzy (šedé víčko)
- odběrové materiály pro Zdravotní ústav (výtěrovky)
- sterilní zkumavky na moč na kultivaci
- zkumavky na parazity

Žádanky pro jednotlivá pracoviště FN Plzeň a Zdravotního ústavu jsou ke stažení na intranetu v sekci **Ke stažení** → **Laboratorní příručka a žádanka**.

G. Abecední seznam laboratorních vyšetření

G.1. BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ

ALBUMIN (S-ALB)

Materiál: srážlivá krev
Metoda stanovení: spektrofotometrie
Jednotky: g/l
Referenční meze: sérum 1 – 15 r: 30 - 45 g/l
nad 15 r 32 – 52 g/l

Indikace: hepatopatie, malabsorpce, negativní reaktant akutní fáze zánětu, hydratace, nefrotický sy.

ALFA AMYLÁZA (S-AMS, U-AMS)

Materiál: srážlivá krev, nesmí být hemolytická,
první ranní moč. bez konzervace
Stabilita: sérum 4 – 8°C: 8 týdnů, moč 4 – 8°C: 26 týdnů
Metoda stanovení: spektrofotometrie
Jednotky: μ kat/l

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Referenční meze: sérum: 0,3 – 1,67
moč : 1,0 – 9,0

Indikace: onemocnění pankreatu - akutní nekróza, střevní perforace, biliární kolika, choroby jater, parotitida

ALKALICKÁ FOSFATÁZA (S-ALP) - OD

Materiál: srážlivá krev, hemolytické sérum nelze zpracovat

Stabilita: 4 – 8°C: 3 dny, -20°C: 4 týdny

Metoda stanovení: spektrofotometrie

Jednotky: μ kat/l

Referenční meze
1 – 12 r : 1,20 – 6,5
F : 12 r – 17 r: 0,7 – 3,6
M : 12 r – 17 r: 0,7 – 7,4
nad 17 r: 0,7 – 2,2

Poznámky: V těhotenství stoupá ALP o 12 – 50%. Normalizace nastane do 3 měsíců po porodu.

Indikace: hepatobiliární onemocnění, onemocnění kostí (kromě osteoporózy), hyperparatyreóza

ALANINAMINOTRANSFERÁZA (S-ALT) - OD

Materiál: srážlivá krev , nutno zabránit hemolýze (v erythrocytech je vyšší aktivita),

Stabilita: 4 – 8°C: 5 dní, 20 – 24°C: 2 dny, zmrazená je nestabilní, výsledek může ovlivňovat lipémie

Metoda stanovení: spektrofotometrie

Jednotky: μ kat/l

Referenční meze: M: 0,22 – 0,75
F: 0,17 – 0,57

Poznámka nutno vynechat svalovou námahu před odběrem

Indikace: jaterní testy (poškození hepatocytů - hepatitidy, inf. mononukleóza)

ASPARTÁTAMINOTRANSFERÁZA (S-AST) - OD

Materiál: srážlivá krev, nutno zabránit hemolýze (v erythrocytech je mnohem větší aktivita) a trombolýze

Stabilita: 4 – 8°C: 1 týden, -20°C: 4 týdny

Metoda stanovení: spektrofotometrie

Jednotky: μ kat/l

Referenční meze M: 0,10 – 0,65
F : 0,10 – 0,55

Poznámka: fyzická námaha před odběrem je nevhodná.

Indikace: nespecifický ukazatel poškození buněk, nutno zabránit hemolýze

BILIRUBIN CELKOVÝ (S-BIL) - OD

Materiál: srážlivá krev

Stabilita: 4 – 8°C : 7 dnů, 20°C: 2 dny

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Metoda stanovení: spektrofotometrie
 Jednotky: $\mu\text{mol/l}$
 Referenční meze: 1 rok a více: 5,0 – 18
 Poznámka: nutno zabránit při odběru hemolýze a chránit před světlem (zářivka, slunce)
 Indikace: hepatobiliární poruchy, zvýšená hemolýza (hemolytická anémie)

CELKOVÁ BÍLKOVINA (S-CB) - OD

Materiál: srážlivá krev (centrifugovat do 1 hodiny po odběru)
 Stabilita: 4 – 8°C: 2 dny, 20 – 24°C: 24 hodin
 Metoda stanovení: spektrofotometrie
 Jednotky: g/l
 Referenční meze: 1 rok – 15 let: 57 – 80
 nad 15 let: 64 – 83
 Indikace: nutriční, zánět, hydratace, onemocnění jater a ledvin

C-REAKTIVNÍ PROTEIN (S-CRP)

Materiál: srážlivá krev, lze vyšetřovat i z plazmy
 v případě monitorování antibiotické terapie lze odběr opakovat již za 12 hodin
 Stabilita: 4 – 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 24 hodin
 Metoda stanovení: imunoturbidimetrie
 Jednotky: mg/l
 Referenční meze: 0 – 5,0
 Indikace: akutní fáze zánětu, dif. dg. virové a bakteriální infekce

DRASELNÝ KATION (S-K , U-K, PU-K) - OD

Materiál: srážlivá krev, nutno zabránit hemolýze, krátká komprese paže nebo bez komprese
 moč (nejlépe sbíraná, bez konzervace)
 Stabilita: 4 – 8°C: 2 týdny, 20 – 25°C: 8 hodin, -20°C: 1 rok,
 Metoda stanovení: iontově selektivní elektroda
 Jednotky: sérum: mmol/l
 moč: mmol/24 hodin
 Referenční meze: 1 rok – 15 let: 3,6 – 5,5
 dospělí: 3,5 – 5,4
 moč: vyloučené množství za 24 hodin: 40 – 120
 Indikace: bilance minerálů, hydratace, onemocnění ledvin, monitoring diuretické léčby

DROGOVÝ SCREENING viz samostatná kapitola níže

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

FOSFOR ANORGANICKÝ (S-P)

| | |
|-------------------|---|
| Materiál: | srážlivá krev, vzhledem k denním rytmům nutno odebírat krev ráno a urychleně centrifugovat. a separovat. sbíraná moč – po skončení sběru okyselit moč 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí. |
| Stabilita: | 4 -8°C: 7 dní, 20 – 25°C: 4 dny, -20°C: 1 rok. |
| Metoda stanovení: | spektrofotometrie |
| Jednotky: | sérum :mmol/l moč: mmol/24 hod |
| Referenční meze: | sérum: děti do 15 let: 1,2 – 2,1 dospělí: 0,85 – 1,45 moč: vyloučené množství za 24 hodin 13 – 42 |
| Indikace: | parathyreóza, osteomalacie, rachitis, metabolismus Ca, ledvinová nedostatečnost |

GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (S-GMT) - OD

| | |
|-------------------|--|
| Materiál | srážlivá krev, před odběrem 8 hod. nejíst, zabránit hemolýze |
| Stabilita: | 4 – 8°C: 1 týden, 230 – 25°C: 3 dny, -20°C: 1 rok |
| Metoda stanovení: | spektrofotometrie |
| Jednotky: | μkat/l |
| Referenční meze: | M: 0,1 – 1,77 F: 0,1 - 1,1 |
| Indikace: | cholestáza, abusus alkoholu, poškození jater léky |

GLUKOSA (S-GLU,P-GLU) - OD

| | |
|-------------------|--|
| Materiál: | srážlivá krev nebo nesrážlivá žilní krev kapilární odběr do nádoby s odparkem NaF + K2EDTA (zabránit bakteriální kontaminaci) |
| Stabilita: | sérum : 4 – 8°C: 7 dní, 20 – 25°C: 24 hodin, -20°C:1 měsíc plasma: 4 – 8°C: 7 dní, 20 – 25°C: 24 hodin, -20°C:1 rok v plné krvi bez antiglykolytické přísady (NaF nebo KF) dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy za hodinu až o 5%. |
| Metoda stanovení: | spektrofotometrie, ampérometrie |
| Jednotky: | mmol/l |
| Referenční meze: | děti do 15 let: 3,3 – 5,3 dospělí: 3,3 – 5,6 (na lačno) 3,3 – 7,8 (postprandiálně) |
| Poznámka: | opakovaná hodnota v plazmě žilní krve nad 7 mmol/l na lačno značí diabetes mellitus. Hodnota glukosy v kapilární krvi je vhodná jen pro kontrolu léčby diabetu, nikoliv pro diagnostiku. |
| Indikace: | kontrola kompenzace diabetu, preventivní prohlídky, dg. DM (pouze z plazmy žilní krve !) |

GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN (HbA1c)

| | |
|-----------|---|
| Materiál: | nesrážlivá krev, odběr do zkumavek s fialovou zátkou (K3EDTA) |
|-----------|---|

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Stabilita: 4 – 8°C: 24 hod.
Metoda stanovení: nízkotlaká iontoměničová chromatografie (LPLC)
Jednotky: mmol/mol
Referenční meze: 20 – 42 bez diabetu
43 - 53 kompenzovaný diabetik
Indikace: kontrola kompenzace diabetu
Poznámka: Slouží jako standardizovaný ukazatel kompenzace diabetu za posledních 90 - 120 dní (životnost erytrocytu), doporučený Českou diabetologickou společností.

HCG viz CHORIOGONADOTROPIN

HOŘČÍK (S-Mg)

Materiál: srážlivá krev
Stabilita: 4 – 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 24 hodin, -20°C: 1 rok
Metoda stanovení: spektrofotometrie
Jednotky: mmol/l
Referenční meze: děti: 0,6 – 1,0
dospělí: 0,73 – 1,1
Indikace: bilance minerálů, onemocnění ledvin, hypokalcémie, tetanie, alkoholismus

CHLORIDOVÝ ANION (S-Cl, U-Cl) - OD

Materiál: srážlivá krev, moč (nejlépe sbíraná, bez konzervace)
Stabilita: 4 – 8°C: 2 týdny, 20 – 25°C: 2 týdny, - 20°C: 1 rok, , moč: 4 – 8°C: 24 hodin
Metoda stanovení: iontově selektivní elektroda
Jednotky: sérum mmol/l,
moč mmol/24 hodin
Referenční meze: sérum 95 – 112
moč: vyloučené množství za 24 hodin: 120 – 240 mmol
Indikace: bilance minerálů, hydratace, onemocnění ledvin, monitoring diuretické léčby

CHORIOGONADOTROPIN (S-hCG)

Materiál: srážlivá krev
Stabilita: 4 – 8°C: 3 dny
Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
Jednotky: U/l
Referenční meze: týden těhotenství rozmezí

| | |
|----------|----------------|
| 0 | 0 – 5 |
| 2-3 | 101 – 4870 |
| 3-4 | 1110 – 31500 |
| 4-5 | 2560 – 82300 |
| 5-6 | 23100 - 151000 |
| 6-7 | 27300 - 233000 |
| 7-11 | 20900 - 291000 |
| 11-16 | 6140 - 103000 |

Indikace: diagnostika těhotenství

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

CHOLESTEROL CELKOVÝ (S-CHOL)

Materiál: srážlivá krev, odběr po 12 hodinách lačnění,
do 2hodin po odběru centrifugovat
Stabilita: 4 – 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 24 hodin, -20°C:12 týdnů
Metoda stanovení: spektrofotometrie
Jednotky: mmol/l
Referenční meze: děti: 2,1 – 4,3
dospělí: 2,9 – 5,0
Indikace: riziko aterosklerózy, lipidový metabolismus, terapie statiny

CHOLESTEROL-HDL (S-HDL)

Materiál: srážlivá krev, odběr po 12 hodinách lačnění, do 2 hodin po odběru
centrifugovat a separovat
Stabilita: 4 – 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 24 hodin, -20°C: 12 týdnů
Metoda stanovení: spektrofotometrie
Jednotky: mmol/l
Referenční meze: M: 1,0 - 2,1
F: 1,2 - 2,7
Poznámka: nižší hodnoty jsou patologické – rizikový faktor aterosklerózy
Indikace: riziko aterosklerózy, lipidový metabolismus

CHOLESTEROL-LDL (S-LDL)

Materiál: srážlivá krev, do 2 hodin centrifugovat a separovat
Stabilita: 4 – 8°C: 10 dní, 20 – 25°C: 12 hodin, -20°C: 12 týdnů
Metoda stanovení: enzymatická se selektivní blokací
Jednotky: mmol/l
Referenční meze: 0 - 3,0 mmol/l
rizikové 3,1 – 4,1 mmol/l
vysoce rizikové > 4,1 mmol/l
Indikace: riziko aterosklerózy, lipidový metabolismus

CHOLESTEROL-non-HDL (nHDL)

Metoda stanovení: výpočet
Jednotky: mmol/l
Referenční meze: primární péče 0 - 3,7 mmol/l
sekundární péče 0 –3,0 mmol/l
Indikace: riziko aterosklerózy, lipidový metabolismus
Poznámka: Doporučeno od r. 2016 jako rizikový parametr aterosklerózy, ostatní podobné
indexy jsou považovány za obsolentní.

KARBAMAZEPIN (S-KAR)

Materiál: srážlivá krev
Stabilita: 4 – 8°C: 2 dny, 20 – 24°C: 24 hodin
Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Jednotky: umol/l
 Terapeutické meze: 17 – 50
 Toxické meze: nad 55
 Indikace: TDM

KREATININ (S-KREA, U-KREA) - OD

Materiál: srážlivá krev
 moč (nejlépe sbíraná bez konzervace)
 Stabilita: sérum : 4 – 8°C: 7 dní, 20 – 25°C: 3 dny, -20°C: 1 rok
 moč: 4 – 8°C: 6 dní, 20 – 25°C: 2 dny, -20°C: 24 týdnů
 Metoda stanovení: spektrofotometrie
 Jednotky: μmol/l (S), mmol/l (U)
 Referenční meze: sérum: 1 rok – 14 let: 27 – 62
 14 let a více: M: 62 – 115
 F: 53 – 97
 moč: 2,5 – 18 mmol/l
 Poznámky: 3 dny před odběrem vyloučit větší fyzickou zátěž a stravu bohatou
 na bílkoviny. Z hodnoty sérového kreatininu a věku pacienta lze algoritmem
 provést odhad glomerulární filtrace (eGFR) bez nutnosti sbírat moč (viz kapitola
 Funkční testy).
 Indikace: porucha glomerulární filtrace, dg. a klasifikace renální insuficience

KREATINKINÁZA (S-CK)

Materiál: srážlivá krev, nutno zabránit hemolýze, neodebírat po chirurgických výkonech,
 fyzické námaze a opakovaných i.m. injekcích., centrifugace do 30 minut po odběru
 Stabilita: 4- 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 1 týden, -20°C: 4 týdny
 Metoda stanovení: spektrofotometrie
 Jednotky: μkat/l
 Referenční meze 1 - 15 let: 0 – 2,27
 M : 0,41 – 3,16
 F: 0,41 – 2,83
 Indikace: onemocnění svalů, nekróza, léčba statiny

KYSELINA MOČOVÁ (S-UA, U-UA)

Materiál: srážlivá krev,
 sbíraná moč bez konzervačních přísad
 před vyšetřením pacient nejí větší množství masa
 Stabilita: sérum: 4 – 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 3 dny, -20°C: 1 rok
 moč: 4 – 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 3 dny, -20°C: 4 týdny
 Metoda stanovení: spektrofotometrie
 Jednotky: sérum: μmol/l
 moč: mmol/24 hod.
 Referenční meze: sérum 0 – 15 let: 140 – 360
 nad 15 let : M 200 – 420

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

F :140 – 340

Indikace: moč: množství vyloučené za 24 hod: 0,5 – 6,5.
dna, funkce ledvin

LAMOTRIGIN (S-LTG)

Materiál: srážlivá krev
Stabilita: 4 – 8°C: 7 dní, - 20°C: 4 týdny
Metoda stanovení: imunoturbidimetrie
Jednotky: µmol/l
Terapeutické meze 11,7 – 58,5
Toxické meze nad 60
Indikace: TDM

LITHIUM (S-LI)

Materiál: srážlivá krev , odběr 8-10 hodin po dávce, nutno zabránit hemolýze
Stabilita: 4 – 8°C: 2 dny, 20 – 24°C: 24 hodin
Metoda stanovení: iontově selektivní elektroda
Jednotky: mmol/l
Terapeutické meze 0,5 – 1,0
Toxické meze nad 1,2
Indikace: TDM

MOČ A MOČOVÝ SEDIMENT (U)

Materiál: první čerstvá ranní moč – střední proud , po omytí (vyšetření nejpozději za 2 hodiny), u glykosurie (případně urobilinogenurie) se doporučuje vyšetřit moč cca 2 hodiny po jídle.
Stabilita: cca 2 hod.

CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE:

Hodnoceno: pH, bílkovina, glukosa, ketony, urobilinogen, bilirubin, krev, leukocyty, dusitany, hustota (= spec. hmotnost)
Metoda stanovení: semikvantitativně proužky Combur 10
Jednotky: pH jednotky, ostatní látky se semikvantitativně označují 0 – 4
Referenční meze: pH: 4,5 – 6,5 , bílkovina 0, glukosa 0 , krev 0 , urobilinogen 0 , bilirubin 0 , ketolátky 0 , hustota 1,005 – 1,030

MOČOVÝ SEDIMENT

Hodnoceno: erytrocyty, leukocyty, válce hyalinní, válce jiné, epitelie dlaždicovité, epitelie kulaté, bakterie, ostatní (krystaly kyseliny močové, oxalátu , uráty, močanu amonného, triplfosfátu, jiné krystaly, kvasinky, plísně, hlen, trichomonas)

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Metoda stanovení: mikroskopická analýza nativní (nebarvené) moči

Jednotky : počet elementů v zorném poli (erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce) (bakterie semikvantitativně), (krystaly oxalátu), (krystaly kyseliny močové), (krystaly močanu amonného), (uráty), (kvasinky semikvantitativně), (plísňe), (hlen), (triplfosfát)

Referenční meze : leukocyty 0 – 4, epitelie 0 – 4, erytrocyty 0
válce (kromě nahodilých hyalinních válců) mají být negativní
ostatní kromě oxalátu : negativní

Indikace: onemocnění ledvin a močových cest

OKULTNÍ KRVÁCENÍ viz Vyšetření stolice na okultní krvácení

oGTT viz Funkční testy

SODNÝ KATION (S-Na, U-Na)

Materiál: srážlivá krev

moč - nejlépe sbíraná bez konzervace

Stabilita: sérum: 4 – 8°C: 2 týdny, 20 – 25°C 8 hodin, -20°C: 1 rok

moč: 4 – 8°C : 8 týdnů, 20 – 25°C: 15 dnů, -20°C: 1 rok

Metoda stanovení: iontově selektivní elektroda

Jednotky: sérum: mmol/l

moč: mmol/24 hod

Referenční meze: sérum 136 – 145

moč : vyloučené množství za 24 hodin: 120 - 240

Indikace: bilance minerálů, hydratace, onemocnění ledvin, monitoring diuretické léčby

THYREOTROPIN (S-TSH)

Materiál: srážlivá krev, odběr ráno nalačno vzhledem k diurnálnímu rytmu, centrifugaci provést do 4 hodin po odběru.

Stabilita: 4 – 8°C: 3 dny, 20 – 25°C: 24 hodin, -20°C: 12 týdnů

Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza

Jednotky: mU/l

Referenční meze: 0,40 – 4,0

Indikace: poruchy funkce štítné žlázy

THYROXIN VOLNÝ (S-FT4)

Materiál: srážlivá krev, centrifugaci provést do 6 hodin po odběru.

Stabilita: 4 – 8°C: 2 dny, -20°C: 4 týdny

Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza

Jednotky: pmol/l

Referenční meze: 11,0 – 22,7

Indikace: poruchy funkce štítné žlázy

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

TRIJODTHYRONIN CELKOVÝ (S-T3)

Materiál: srážlivá krev, centrifugace provést do 6 hodin po odběru.
 Stabilita: 4 – 8°C: 2 dny, -20°C: 4 týdny
 Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
 Jednotky: nmol/l
 Referenční meze: 1,2 – 2,7
 Indikace: poruchy funkce štítné žlázy

TRIACYLGLYCEROLY (S-TAG)

Materiál: srážlivá krev, odběr krve provádět po min. 12 hodinách lačnění
 Stabilita: 4 – 8°C: 10 dní, 20 – 25°C: 3 dny, -20°C: 2 roky
 Metoda stanovení: spektrofotometrie
 Jednotky: mmol/l
 Referenční meze: 5 – 10 let: 0,2 – 0,7
 10 – 15 let: 0,2 – 0,9
 15 let a více: 0,45 – 1,7
 Indikace: metabolismus lipidů a sacharidů

UREA (S--UREA, U-UREA)

Materiál: srážlivá krev
 Stabilita: sérum: 4 – 8°C: 2 týdny, 20 – 25°C: 1 týden, -20°C: 2 roky
 moč: 4 – 8°C: 1 týden, 20 – 25°C: 2 dny, -20°C: 4 týdny
 Metoda stanovení: spektrofotometrie
 Jednotky: sérum: mmol/l.
 moč: mmol/24 hodin
 Referenční meze: sérum: : 2,0 – 8,0
 moč: do 15 let: 67 – 333
 15 let a více: 167 – 583
 vyloučené množství za 24 hodin: do 15 let: 67 - 333
 dospělí: 100 – 800
 Indikace: funkce ledvin, metabolismus aminokyselin, hydratace, katabolismus
 Poznámky: 2-3 dny před odběrem omezit vysokoproteinovou stravu

VALPROÁT (S-VAL)

Materiál: srážlivá krev
 Stabilita: 4 – 8°C: 2 dny, 20 – 24°C: 24 hodin
 Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
 Jednotky: μmol/l
 Terapeutické meze: 350 – 700
 Toxické meze: nad 700
 Indikace: TDM

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

VÁPŇÍK (S-Ca)

Materiál: srážlivá krev,
(sbíraná) moč okyselená po sběru 6 mol/l HCl na pH=2

Stabilita: 4 – 8°C : 24 hod., -20°C: 32 týdnů

Metoda stanovení: spektrofotometrie

Jednotky: sérum: mmol/l
moč: mmol/24 hod.

Referenční meze: sérum : 2 roky a více: 2,00 – 2,70
moč: vyloučené množství za 24 hodin : 0,6 – 5,0

Indikace: kostní metabolismus, příštítná tělíska, nedostatek vitamínu D, tetanie

VYŠETŘENÍ STOLICE NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ

Materiál: stolice

Metoda stanovení: vizuální hodnocení

Referenční meze: negativní výsledek

Indikace: screening kolorektálního karcinomu

VYŠETŘENÍ PUNKTÁTU

Kód číselníku: 81329 (albumin), 81439 (glukosa), 81369 (bílkovina), 81471 (cholesterol),

Laboratorní kód: 260 (273 albumin, 271 glukosa, 261 urea, 272 bílkovina, 262 kreatinin, 269 cholesterol, 270 triacylglyceroly , 268 AMS, 267 ALP, 263 kyselina močová, 274 leukocyty, 275 erytrocyty

Materiál: punktát

Stabilita: odpovídá jednotlivým metodám v séru

Metoda: viz jednotlivá stanovení

Jednotky: stejně jako v séru

Referenční meze: nejsou udány, hodnotí se jednotlivě

Indikace: dif. dg. transudát / exudát

Funkční testy:

oGTT (ORÁLNÍ GLUKOSOVÝ TELERANČNÍ TEST)

Materiál: nesrážlivá žilní krev , odběr do zkumavky s šedým víčkem (NaF + K2EDTA)
odebírání se ráno na lačno před podáním 75 g glukosy v 250 ml čaje a pak za 2 hodiny po podání
během testu pacient sedí, nepije, nejí, nekouří, na konci testu se vymočí, materiál se pak ihned odnese do laboratoře

Stabilita: sérum: 4 – 8°C: 7 dní, 20 – 25°C: 24 hodin, -20°C: 1 měsíc

Metoda stanovení: spektrofotometrie

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Jednotky: mmol/l
Referenční meze: glukosa za 2 hod po zátěži: do 7,8 diabetes vyloučen
7,8 – 11,1 prediabetes
nad 11,1 diabetes
u těhotných 2 hod po zátěži: nad 7,7 mmol/l – gestační DM
Poznámka: 3 dny před oGTT pacient jí stravu bohatou na sacharidy, má normální fyzickou zátěž, ev. vynechá některé léky
indikací k testu je hodnota glukosy na lačno mezi 5,6 až 7, neprovádí se při opakovaných hodnotách nad 7 mmol/l ani 6 týdnů po stresovém stavu
Indikace: screening DM

KREATININOVÁ CLEARANCE

Materiál: srážlivá krev a sbíraná moč za 24 hodin.
Stabilita: sérum : 4 – 8°C: 7 dní, 20 – 25°C: 3 dny, -20°C: 1 rok
moč: 4 – 8°C: 6 dní, 20 – 25°C: 2 dny, -20°C: 24 týdnů
Metoda stanovení: spektrofotometrie pro stanovení kreatininu v séru a v moči
Jednotky: ml.s⁻¹.1,73 m⁻²
Referenční meze: 3 – 13 let: 1,57 – 2,37
13 – 50 let M: 1,63 – 2,60
F: 1,58 – 2,67
50 – 69 let M: 1,05 – 2,41
F: 0,90 – 2,10
70 a více let: M: 0,70 – 1,80
F: 0,80 – 1,30

Poznámky: Sběr moči za 24 hodin (ideálně od 6 do 6 hodin ráno). Nutno dodržet dostatečný příjem tekutin, aby byla diuréza min. 1,5 litru. 3 dny před a během sběru není vhodná větší fyzická zátěž a velký příjem bílkovin. Odběr srážlivé krve po ukončení sběru moče. Moč se 24 hodin sbírá do nádoby, zaznamená se přesný objem, moč se promíchá a do laboratoře se odešle vzorek cca 10 ml. Nutno udat výšku a hmotnost pacienta. Hodnocení zasílá OKB spolu s výsledky. U sérového kreatininu nad 180 μmol/l a výrazného úbytku svalové hmoty je vhodnější ověřit stanovení glomerulární filtrace pomocí clearance cystatinu C nebo inulinu.

Indikace: funkce ledvin, monitoring chronického renálního selhání, diabetická nefropatie

ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE (clearance výpočtem, eGFR)

Materiál: srážlivá krev
Stabilita: sérum : 4 – 8°C: 7 dní, 20 – 25°C: 3 dny, -20°C: 1 rok
Metoda stanovení: spektrofotometrie
Jednotky: ml.s⁻¹.1,73 m⁻²
Referenční meze: závisí na věku, součást výpočtu

Poznámky: Od roku 2014 se dle doporučení používá pro výpočet rovnice CKD-EPI, která vychází ze stejnojmenné studie. Je pro většinu populace přesnější než dříve používaná rovnice MDRD. Pro dětskou populaci se používá rovnice dle Schwarze.

Upozornění: Zkratka MDRD se mezi zdravotnickým personálem vžila do té míry, že se v běžné komunikaci nesprávně používá pro obecné označení jakéhokoliv výpočtu glomerulární filtrace, kde není nutný sběr moče.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

G.2. Hematologická vyšetření

KREVNÍ OBRAZ (KO) + DIFERENCIÁL (KO+ DIF)

leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, střední objem erytrocytu, trombocyty
neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eosinofilů, bazofilů

Materiál: nesrážlivá krev odebraná do zkumavky s fialovou zátkou (K3EDTA)

Metoda stanovení: viz jednotlivé parametry

Referenční meze: viz leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, střední objem erytrocytu, trombocyty, neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eosinofilů, bazofilů

LEUKOCYTY (B-LEU)

Metoda stanovení: průtoková cytometrie

Stabilita: 4 – 8°C: 24 hod., 20 – 25°C: 5 hodin

Jednotky: $10^9/l$

Referenční meze: 5 – 15 let: 4,5 – 13,0
15 let a více: 4,0 – 10,0

ERYTROCYTY (B-ERY)

Metoda stanovení: hydrodynamická fokusace - hematologický analyzátor

Jednotky: $10^{12}/l$

Referenční meze: 1 – 15 let 4,0 – 5,0
nad 15 let M 4,0 – 6,0
F 3,9 – 5,2

HEMOGLOBIN (B-Hb)

Stabilita: 4 – 8°C: 24 hodin, 20 – 25°C: 24 hodin

Metoda stanovení: fotometrické měření 555 nm – hematologický analyzátor

Jednotky: g/l

Referenční meze: 6 – 15 let: 110 – 160
nad 15 let: M 130 – 173
F 115 - 153

HEMATOKRIT (B-Ht)

Metoda stanovení: pulsní detekce - hematologický analyzátor

Jednotky: relativní arbitrární jednotky

Referenční meze 6 – 15 let: 0,35 – 0,45
nad 15 let M: 0,40 – 0,52
F 0,35 – 0,47

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

TROMBOCYTY (B-PLT)

Metoda stanovení hydrodynamická fokusace – hematologický analyzátor
 Jednotky: $10^9/l$
 Referenční meze: 150 – 400

ODVOZENÉ PARAMETRY ČERVENÉ ŘADY:

MCV střední objem erytrocytů

Jednotky: fl
 Referenční meze : 6 – 10 let: 70 – 90
 nad 10 let: 80 - 98

MCH střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu, Hb ery

Jednotky: pg
 Referenční meze 6 – 15 let: 0,35 – 0,45
 nad 15 let M: 0,42 – 0,52
 F 0,37 – 0,47

MCHC střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech, Hb konc

Jednotky: g Hb/l
 Referenční meze: 320 - 370

DIFERENCIÁLNÍ ROZPOČET LEUKOCYTŮ (DIF)

Stabilita: 4 – 8°C: 24 hod., 20 – 25°C: 5 hodin
 Metoda stanovení: průtoková cytometrie
 Jednotky: relativní díly
 Referenční meze: neutrofily: 0,54 – 0,62
 tyče: 0,01 – 0,03
 lymfocyty: 0,18 – 0,40
 monocyty: 0,03 – 0,07
 eosinofily: 0,01 – 0,05
 bazofily: 0,00 – 0,01

PROTROMBINOVÝ ČAS (P-PT) (QUICKŮV TEST)

Materiál: citrátová plazma, odběr do plastové zkumavky se modrou zátkou
 Stabilita: 4 – 8°C: 4 hodiny, 20 – 25°C: 2 hodiny, -20°C: 14 dní
 Metoda stanovení: koagulační metoda
 Jednotky: INR, PT–Ratio (Protrombinový poměr), sekundy
 Referenční meze Dle doporučení České hematologické společnosti se vydávají 3 hodnoty:

- INR – platí pro pacienty léčené kumariny - referenční meze **určuje lékař** dle dg. a účelu vyšetření (obvykle ~ 2 - 3)
- PT-Ratio – platí pro neléčené (0,8 – 1,2)
- PT – čas v sekundách (doplňující informace)

Poznámka: INR je hodnota přepočtená na mezinárodní standard (ISI)

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ ČAS (aPTT)

Materiál: citrátová plazma, odběr do plastové zkumavky se modrou zátkou
 Stabilita: 4 -8°C: 4 hodiny, 20 – 25°C: 2 hodiny, -20°C: 14 dní
 Metoda stanovení : koagulační metoda
 Jednotky: poměr času vyšetřované a normální plazmy a sekundy
 Referenční meze: 0,8 – 1,2 (~ 24 – 36 s)
 Poznámka: U vzorku s hodnotou hematokritu pod 0,2 a nad 0,55 může dojít k nepřiměřené koagulaci.

D-DIMERY (D-Dim)

Materiál: citrátová plazma, odběr do plastové zkumavky s modrou zátkou
 Stabilita: 20 -25°C: 8 hodin, -20°C: 1 měsíc
 Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
 Jednotky: mg/l
 Referenční meze do 0,4
 Poznámka: Na některých pracovištích se vydávají výsledky v jednotkách FEU, resp. mg/l FEU. Tyto hodnoty jsou dvojnásobné v porovnání s prostým vyjádřením v mg/l, stejně tak i referenční meze. Při porovnávání takovýchto rozdílných výsledků platí vztah $\text{mg/l} = 0,5 \times \text{FEU mg/l}$

G.3. DROGOVÝ SCREENING Z MOČI

Metoda stanovení: enzymově zesílená imunoanalýza (EMIT)

Charakteristika a omezení:

- Základním konceptem screeningu z moči je možnost detekce i několik dní po aplikaci drogy, tj. v době, kdy už často není možné prokázat přítomnost v krvi.
- S výjimkou stanovení etylglukuronidu metody detekují celou skupinu drog s různou citlivostí pro každý konkrétní analyt, proto mají získané výsledky pouze semikvantitativní charakter.
- Uvedené referenční meze jsou stanoveny výrobcem a jejich překročení, obvykle několikanásobné, je ukazatelem pravděpodobného abúzu.
- Pozitivní výsledek znamená pouze přítomnost drogy nebo metabolitu a nemusí nezbytně korelovat s fyziologickými či psychotropními účinky.
- Výsledek nelze použít pro forenzní účely, pro tento účel je nutné nechat výsledek potvrdit v toxikologické laboratoři.

Vzorek: čerstvá moč

Odběrový materiál: čistá plastová či skleněná zkumavka s víčkem

Uchování a stabilita vzorku: v lednici při 2 – 8 °C, pokud není k dispozici mraznička lze uchovat v lednici až 7 dní, ideální je ale změřit do 3 dnů a pro delší uchování zamrazit (pozor na riziko prasknutí zkumavky či otevření víčka zkumavky vlivem mrazu).

Indikace: screening při podezření na intoxikaci

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Amfetaminy (AMPH)

Referenční meze: 0 – 1000 µg/l

Kalibrace: d-metamfetamin

Látky poskytující pozitivní výsledek, sestupně podle citlivosti:

d-amfetamin, d-metamfetamin, metylendioxyamfetamin (MDMA, extáze), metylendioxyamfetamin (MDA)

Barbituráty (BAR)

Referenční meze: 0 – 200 µg/l

Kalibrace: sekobarbital

Látky poskytující pozitivní výsledek, sestupně podle citlivosti:

talbutal, sekobarbital, amobarbital, aprobarbital, butobarbital, butalbital, pentobarbital, fenobarbital, diallybarbital, barbital

Benzodiazepiny (BZD, BENZ)

Referenční meze: 0 – 200 µg/l

Kalibrace: oxazepam

Diazepam, desmetyldiazepam, alprazolam, delorazepam, prazepam, triazolam, temazepam, flurazepam, clorazepát, clobazam, nitrazepam, flunitrazepam, oxazepam, bromazepam, mediazepam, lormetazepam, clonazepam, slabě: *chlordiazepoxid, 7-aminoclonazepam*

Marihuana (THC, Cannabinoidy) (THC, CANNAB)

Referenční meze: 0 – 50 µg/l

Kalibrace: Kyselina 11-Nor- Δ^9 -THC-9-karboxylová

Látky poskytující pozitivní výsledek, sestupně podle citlivosti:

Kyselina 11-Nor- Δ^9 -THC-9-karboxylová, 8- β -11-hydroxy- Δ^9 -THC, 8- β -hydroxy- Δ^9 -THC, 11-hydroxy- Δ^9 -THC, kanabinol

Opiáty (OPI)

Referenční meze: 0 - 300 µg/l

Kalibrace: morfin

Látky poskytující pozitivní výsledek, sestupně podle citlivosti:

Kodein, pholcodin, morfin, morfin-6-glukuronid, heroin, 6-monoacetyl morfin, dihydrokodein, hydrokodon, hydromorfon, levorfanol, oxykodon, oxymorfon

Etylglukuronid (ETG)

Referenční meze: 0 – 500 µg/l

Kalibrace: EtG

Indikace: intoxikace, kontrola abstinence za posledních 40 - 80 hodin

Poznámka: Kinetika vzniku a eliminace EtG je složitější, ale orientačně lze hodnotu nad 1000 µg/l naměřenou po 40 – 48 hodinách po předpokládané konzumaci interpretovat jako těžké pití (konzumace více než 120 g etanolu).

Ostatní biochemická, hematologická a imunologická vyšetření zajišťují příslušná pracoviště FN Plzeň, mikrobiologická vyšetření provádí Zdravotní ústav v Plzni, žádanky pro tato pracoviště jsou k vytisknutí na intranetu v sekci Ke stažení → Laboratorní příručka a žádanka .

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

I. Související interní a externí dokumenty


Hygienicko-epidemiologický režim OKB
Organizační řád OKB
Provozní řád OKB
Směrnice pro řízení dokumentů
Směrnice a příkazy ředitele PNvD v platném znění
Metodické pokyny NASKL
Doporučení ČSKB (uveřejněno na www.cskb.cz)
Evropská norma ČSN EN ISO 15189:2007
Vyhl. č. 306/2012 Sb.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Oddělení klinické biochemie | Laboratorní příručka OKB | Kód: LP |
| | | Verze: 4 |
| | | Platné od: 1.1.2017 |

Příloha: Vzor požadavkového listu

OKB, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., Dobřany, tel./fax: 377 813 204

Laboratorní vyšetření

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---|
| ŠTÍTEK | Příjmení:..... | Odd.: |  : |
| | Jméno:..... | Lékař: | |
| | Rodné číslo: | Datum odběru: | |
| | Poj.:..... | Dg:..... | Čas odběru: |

| Sérum (sražená krev) | | Moč | Plná krev (EDTA) |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 20 Urea | 70 Celk. bílkovina | 200 Moč+sediment | 300 Krevní obraz |
| 21 Kreatinin | 71 Albumin | 210 Glukóza | 320 Diferenciál automat |
| 22 Kys. močová | Lipidy | 211 Ketolátky | 64 HbA1c |
| 23 Sodík | 51 Cholesterol | 110 Urea | Plasma (citrát) |
| 24 Draslík | 52 HDL | 111 Kreatinin | 350 Quickův test |
| 25 Chloridy | 53 LDL | 112 Kys.močová | 355 APTT |
| 26 Vápník | 54 Triglyceridy | 113 Sodík | 358 D-dimery |
| 27 Hořčík | Hormony | 114 Draslík | Kapilární krev |
| 28 Fosfor anorg. | 433 hCG | 115 Chloridy | 61 Glukóza |
| 32 Osmolalita | | 116 Vápník | Ostatní materiály |
| 33 Bilirubin celk. | 441 TSH | 117 Hořčík | 104 Stolice na OK |
| 36 ALT | 442 T3 | 118 Fosfor | 19 ** Punktát |
| 37 AST | 443 fT4 | 119 u-Albumin | Funkční testy |
| 38 GMT | Léky | 120 AMS | oGTT |
| 39 ALP | 401 Lithium | Drogy | * Kreat.clearance |
| 41 AMS | 405 Lamotrigin | 453 Barbituráty | Výpočty |
| 43 CK | 410 Karbamazepin | 454 Benzodiazepin | odhad GF (sérum) |
| 60 Glukóza | 425 Valproát | 455 Opiáty | *** Frakční exkrece: |
| | | 456 Amfetaminy | Na K H ₂ O |
| | | 457 Marihuana | |
| | | 458 Etylglukuronid | |

STATIM lze požadovat u podtržených vyšetření, nutno výrazně červeně označit a uvést číslo telefonu

SOUBORY:

| | | |
|---|--|-----------|
| P | příjem: urea, kreatinin, kys.močová, Na, K, Cl, Ca, Mg, P, bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, cholesterol, glukóza, bílkovina celk., albumin, CRP, M+S, KO | Poznámka: |
| J | řaterní: bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, albumin | |
| L | lipidy: cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy | |
| A | akutní: urea, kreatinin, Na,K,Cl, ALT, AST, glukóza, CRP, KO | |
| R | renální: urea, kreatinin, kys. močová, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, glukóza | |

* Doplňující údaje ke sběru moče za 24 hod:

výška (cm) hmotnost (kg) objem moče v ml: hustota (g.cm⁻³):

** k rozlišení transudát / exudát je potřeba dodat kromě punktátu i sraženou krev

*** Frakční exkrece - dodat sraženou krev + moč a označit požadované minerály

verze 02/2015